

Metodeblad for:		IUPAC:
Csv-Proteintype(liste) Csv-Immunglobulin-oligokloni(elektroforese)		NPU-nr. 17076
Prøvemateriale: Spinalvæske + Serum	Blod, ucentrifugeret	
	Holdbarhed v/20-22° C	10 timer (serum)
	Centrifugeret og afpipetteret	
	Holdbarhed v/21° C	
	Holdbarhed v/4-8° C	1 uge
	Holdbarhed v/-20° C	1 år
	Præanalytiske fejlkilder	Serum skal udta- ges max. +/- 48 ti- mer efter spinal- væsken
Patient forberedelse, specielle krav		
Efterbestilling på analyseret prøve(uden prop) i forhold til holdbarhed	Ikke muligt	
Udstyr/analyseprincip	Gel-elektroforese på Hydrassys (Sebia)	
Svartid	0 – 1 uge	
Måleinterval	IgG koncentration ned til 0,010 g/l detek- teres og fortolkes uden opkoncentrering af spinalvæsken.	
Analysepræcision	Visuel vurdering – viser genfindning i tilstede- værelse/ikke tilstedeværelse af bånd > 99%	
Referenceinterval	Se under analysen på www.labvej.dk	
Analysested	Aalborg	
Fagligt ansvarlig	Afsn.ledende bioanalytiker Gitte Seidler	
Dato for akkreditering	Afventer akkreditering	
Dato for version af metodeblad	28-11-2014	

Historik