


Metodeblad for:		IUPAC:
P-Troponin T		NPU27501
Prøvemateriale	Blod, ucentrifugeret	Li-heparin blod
	Holdbarhed v/20-22 °C	4 timer
	Centrifugeret og afpipetteret	Li-heparin plasma.
	Holdbarhed v/21 °C	4 timer
	Holdbarhed v/4-8 °C	1 dg.
	Holdbarhed v/-20 °C	12 mdr.
	Særlige præanalytiske forhold	Se under analysen www.laboratorievejledning.rn.dk
Patient forberedelse, specielle krav	Ingen	
Efterbestilling på analyseret prøve(uden prop) i forhold til holdbarhed	Inden 6 timer	
Udstyr/analyseprincip	Roche-Cobas 6000/ 8000 Immunologisk metode	
Svartid	Samme dag (døgnet rundt)	
Måleinterval (firmaoplyst)	3-100.000 ng/l Resultater <10 ng/l afleveres som <10 ng/l Resultater >100.000 ng/l afleveres som >100.000 ng/l	
Analysepræcision	Lavt niveau: 27 ng/l +/- 3 ng/l (2SD)	
	Højt niveau: 1940 ng/l +/- 115 ng/l (2SD)	
Referenceinterval	Se under analysen på www.laboratorievejledning.rn.dk	
Analysested	Aalborg	
Fagligt ansvarlig	Afsnitsledende bioanalytiker Jane Bech Tlf: 97664855	
Dato for akkreditering	04-02-2015	 <small>EXAM Reg.nr. 1025</small>
Dato for version af metodeblad	31-05-2017	

Historik

20-05-2015: Akkrediteret tilføjet

31-05-2017: måleinterval og efterbestilling opdateret